

Agent de stérilisation en milieu hospitalier

RNCP36013 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 3
Code(s) NSF	331s, 331p, 331
Formacode(s)	43454, 43485, 43434, 43403, 43422
Code(s) ROME	J1301
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'enregistrement	10/11/2021
Date d'échéance	10/11/2024

Certificateur(s)

GIP FORMATION ET CERTIFICATION POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE · SIRET : 18310907300027

Partenaires habilités

10 organismes habilités, d'après la liste publiée par France compétences : 10 à former et organiser l'évaluation.

Organisme	SIRET	Habilitation
AKALI	79524650300044	Former et organiser l'évaluation
EURO PHARMAT	41211169200023	Former et organiser l'évaluation
GRETA-CFA MARSEILLE MEDITERRANEE	19130053200022	Former et organiser l'évaluation
LYCEE CFA ALPHONSE HEINRICH - XAVIER NESSEL	19671509800055	Former et organiser l'évaluation
LYCEE ENS GEN TECHNO GUSTAVE FLAUBERT	19760096800022	Former et organiser l'évaluation
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AUGUSTE RENOIR	19920131000042	Former et organiser l'évaluation
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LIVET	19440029700025	Former et organiser l'évaluation
LYCEE GEN TECH LA MARTINIERE MONPLAISIR	19692866700027	Former et organiser l'évaluation
LYCEE POLYVALENT JEAN MERMOZ	19340042100023	Former et organiser l'évaluation
LYCEE TECHNOLOGIQUE DEODAT DE SEVERAC	19310044300020	Former et organiser l'évaluation

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

L'Agent de stérilisation en milieu hospitalier est un professionnel qui traite les instruments (appelés Dispositifs Médicaux Réutilisables DMR) utilisés par les chirurgiens en bloc opératoire, par les services de soins et médico techniques d'un établissement de santé. L'agent de stérilisation exerce en milieu hospitalier dans un service protégé (clinique, hôpital, industrie spécialisée dans la stérilisation des dispositifs médicaux). Le traitement des dispositifs médicaux suit différentes étapes, protocoles, modes opératoires, règles d'hygiène et de sécurité en vue de leur stérilisation et réutilisation. Le service de stérilisation est sous la responsabilité d'un pharmacien en charge de la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI).

ACTIVITÉS VISÉES

Au quotidien, l'agent de stérilisation est un professionnel qualifié qui :

1. Adapte sa posture aux différents postes de travail en service de stérilisation
 2. Réceptionne, trie et lave les dispositifs médicaux réutilisables en zone de lavage d'un service de stérilisation
 3. Recompose et conditionne les dispositifs médicaux réutilisables (DMR) en service de stérilisation
 4. Stérilise les dispositifs médicaux réutilisables
 5. Réalise la traçabilité des opérations,
- le stockage des dispositifs médicaux réutilisables et le traitement des non conformités

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Adapter une posture professionnelle dans le processus de marche en avant

Communiquer dans l'environnement professionnel au sein d'un service de stérilisation et rendre compte des aléas et dysfonctionnements de service

Identifier le poste et décrire les missions de l'agent de stérilisation dans l'organisation globale d'un service de stérilisation

Organiser son activité professionnelle en appliquant les procédures et règles de travail dans un service de stérilisation

Appliquer les protocoles d'hygiène, utiliser les équipements de protection individuelle propres à la zone de travail et identifier le sens de circulation du personnel

Appliquer les consignes de travail présentées dans le manuel qualité du service de stérilisation et proposer des axes d'amélioration continue

Vérifier la conformité de l'opération de pré désinfection et les informations mentionnées sur la fiche de liaison avant de prendre en charge les dispositifs médicaux réutilisables

Identifier les dispositifs médicaux à usage unique non réutilisables et les collecter dans les conteneurs DASRI

Choisir la tenue et les équipements de protection individuelle adaptés mis à disposition pour intégrer la zone de lavage

Préparer l'activité de lavage en vérifiant la propreté de la zone et des postes de travail, l'approvisionnement en consommables et en produits lessiviels et en contrôlant l'état général des équipements

Détecter les dispositifs médicaux réutilisables ayant subi une pré désinfection à traitement particulier

Identifier les dispositifs médicaux réutilisables immergeables, non immergeables et instruments fragiles

Appliquer le mode opératoire de lavage prescrit adapté à la nature du dispositif médical réutilisable

Effectuer le lavage manuel des dispositifs médicaux immergeables et non immergeables en respectant la procédure de lavage manuel

Charger les dispositifs médicaux réutilisables immergeables dans des paniers sur les embases du laveur-désinfecteur

Programmer un cycle de lavage en laveur-désinfecteur

Contrôler un cycle de lavage en laveur-désinfecteur en interprétant les paramètres du cycle en cours et en identifiant les signaux d'alarmes de l'équipement

Déclarer les non conformités

Enregistrer les opérations de lavage afin d'assurer la traçabilité

Appliquer les règles d'hygiène et de tenue pour intégrer la zone de conditionnement

Contrôler visuellement la conformité des dispositifs médicaux réutilisables Contrôler le rapport de cycle de lavage

Effectuer un nettoyage des surfaces du poste de travail, approvisionner le poste en consommables et vérifier la qualité de l'air

Réaliser les tests sur les équipements de la zone de travail de conditionnement Appliquer les instructions et procédures de reconstitution des plateaux de dispositifs médicaux réutilisables

Composer le plateau selon le modèle de composition dans un ordre précis en vue d'une nouvelle utilisation par le chirurgien en bloc opératoire

Contrôler la conformité de la composition

Déterminer le mode de conditionnement applicable pour réaliser l'opération de conditionnement des dispositifs médicaux réutilisables

Réaliser le conditionnement des dispositifs médicaux réutilisables avec un emballage souple en sachets, gaines ou par méthode de pliages de feuilles crêpées ou non tissées

Réaliser le conditionnement des dispositifs médicaux réutilisables en conteneur rigide

Enregistrer les opérations de reconstitution et de conditionnement afin d'assurer la traçabilité des opérations

Signaler auprès du responsable de service les non conformités, les pannes et incidents en zone de conditionnement

Choisir l'habillage et les équipements de protection individuelle propres à la zone de chargement et appliquer les

règles d'hygiène, d'ergonomie et de prévention des risques de la zone de travail
 Contrôler le bon fonctionnement en sécurité de l'équipement sous pression
 Choisir la méthode de stérilisation compatible avec les dispositifs médicaux à stériliser
 Préparer une charge en positionnant les compositions conditionnées dans l'équipement sous pression
 Programmer et lancer un cycle de stérilisation sur un équipement sous pression
 Contrôler le déroulement d'un cycle en sécurité en cours de stérilisation en interprétant les indicateurs et paramètres disponibles sur l'écran de contrôle et identifiant les problèmes de fonctionnement de l'équipement sous pression
 Appliquer la procédure de déchargement d'un équipement sous pression en sécurité
 Positionner une charge en installant les compositions compatibles avec le mode de stérilisation basse température dans l'appareil de stérilisation
 Contrôler la nature des emballages et conteneurs conditionnant les dispositifs médicaux
 Conduire un cycle de stérilisation sur un appareil de stérilisation basse température en surveillant les paramètres du procédé
 Effectuer un contrôle visuel de la charge et des emballages lors de l'opération de déchargement afin de détecter toute anomalie
 Interpréter les paramètres du cycle de stérilisation et signaler les dysfonctionnements auprès du responsable du service
 Enregistrer les opérations de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables
 Constituer le dossier de stérilisation afin d'assurer la traçabilité du procédé complet de stérilisation
 Identifier les dispositifs médicaux réutilisables stérilisés par un étiquetage permettant de tracer le processus de stérilisation et la date limite d'utilisation
 Positionner les dispositifs médicaux réutilisables dans l'arsenal conformément au système de rangement et de classement prescrit
 Entretenir les bacs, armoires, conteneurs de transport des dispositifs médicaux stériles et les équipements de stockage (arsenaux)
 Enregistrer les opérations d'entretien des équipements de transport
 Appliquer les actions décidées par le pharmacien en charge du service concernant la gestion des non-conformités et appliquer les actions préventives et correctives décrites dans les procédures

Blocs de compétences

RNCP36013BC01 — Adaptation au poste de travail en service de stérilisation

LISTE DE COMPÉTENCES

Adapter une posture professionnelle dans le processus de marche en avant afin d'appliquer les règles de travail dans un service de stérilisation d'un établissement de santé ou d'un prestataire de service de stérilisation
 Communiquer dans l'environnement professionnel au sein d'un service de stérilisation à accès limité protégé avec les outils et moyens mis à disposition et rendre compte des aléas et dysfonctionnements de service auprès de son responsable (locaux, équipements, air, eau, matériel, hygiène, système de traçabilité)
 Identifier le poste et décrire les missions de l'agent de stérilisation dans l'organisation globale d'un service de stérilisation et avec les autres services de l'établissement
 Organiser son activité professionnelle en appliquant les procédures et règles de travail dans un service de stérilisation et précisément dans chaque zone de travail afin de respecter les protocoles établis par le responsable de service
 Avant d'intégrer la zone de travail sur laquelle l'agent est affecté, appliquer les protocoles d'hygiène, utiliser les équipements de protection individuelle propres à la zone de travail mis à disposition par son établissement et identifier le sens de circulation du personnel pour intégrer son poste
 Appliquer les consignes de travail présentées dans le manuel qualité du service de stérilisation à disposition du personnel et proposer des axes d'amélioration continue afin de contribuer à la démarche qualité du service de stérilisation et à celle de l'établissement de santé

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Evaluations écrites en centre en cours et à l'issue du bloc 1
 Evaluation d'un dossier professionnel écrit - 1ère partie relative au bloc 1
 Evaluation en entreprise relative au bloc 1
 Epreuve orale de synthèse relative au bloc 1 si le candidat s'inscrit uniquement sur le bloc 1 du titre

RNCP36013BC02 — Réception, tri et lavage des dispositifs médicaux réutilisables

LISTE DE COMPÉTENCES

Vérifier la conformité de l'opération de pré désinfection et les informations mentionnées sur la fiche de liaison avant de prendre en charge les dispositifs médicaux réutilisables dans le service de stérilisation en zone de lavage

Identifier les dispositifs médicaux à usage unique non réutilisables et les collecter dans les conteneurs DASRI (déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés)

A la prise de poste, choisir la tenue et les équipements de protection individuelle adaptés mis à disposition pour intégrer la zone de lavage afin d'appliquer les règles d'hygiène et prévenir les risques professionnels

Préparer l'activité de lavage en vérifiant la propreté de la zone et des postes de travail, l'approvisionnement en consommables et en produits lessiviels et en contrôlant l'état général des équipements (laveurs, niveaux produits, filtres, ultrason, ...)

Détecter les dispositifs médicaux réutilisables ayant subi une pré désinfection à traitement particulier (corps creux, dentisterie, moteurs, à démonter) afin de permettre un lavage efficace manuel ou en laveur-désinfecteur

Identifier les dispositifs médicaux réutilisables immergeables, non immergeables et instruments fragiles selon les recommandations des fabricants afin de choisir le mode de lavage adapté à la nature des dispositifs médicaux réutilisables

Appliquer le mode opératoire de lavage prescrit adapté à la nature du dispositif médical réutilisable (décollement des salissures par ultrason et lavage manuel ou en laveur-désinfecteur) afin de préserver le matériel à nettoyer

Effectuer le lavage manuel des dispositifs médicaux immergeables et non immergeables (moteurs, optiques) en respectant la procédure de lavage manuel et en utilisant les matériels adéquates selon la nature du dispositif afin d'éliminer les salissures et d'obtenir un dispositif médical nettoyé, fonctionnel et propre

Charger les dispositifs médicaux réutilisables immergeables dans des paniers sur les embases du laveur-désinfecteur en respectant les règles de chargement afin d'assurer une qualité de cycle de lavage et en préservant les instruments fragiles ou sensibles par une protection

Programmer un cycle de lavage en laveur-désinfecteur en choisissant le cycle de lavage adapté à la charge

Contrôler un cycle de lavage en laveur-désinfecteur en interprétant les paramètres du cycle en cours et en identifiant les signaux d'alarmes de l'équipement afin d'obtenir un résultat assurant la fonctionnalité, la propreté et le séchage des dispositifs médicaux

Déclarer les non conformités rencontrées concernant les opérations de pré désinfection, de traçabilité, de nature des instruments, de panne des équipements, sur les documents mis à disposition afin de collecter les informations et de mettre en place des actions correctives décidées par le responsable de service

Enregistrer les opérations de lavage afin d'assurer la traçabilité manuelle ou informatique du traitement des dispositifs médicaux réutilisables

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Evaluations écrites en centre en cours et à l'issue du bloc 2

Évaluation d'un dossier professionnel écrit - 2ème partie relative au bloc 2

Évaluation en entreprise relative au bloc 2

Épreuve orale de synthèse relative au bloc 2 si le candidat s'inscrit uniquement sur le bloc 2 du titre

RNCP36013BC03 — Recomposition et conditionnement des dispositifs médicaux réutilisables

LISTE DE COMPÉTENCES

Appliquer les règles d'hygiène et de tenue adaptées à la zone de travail pour intégrer la zone de conditionnement afin de respecter le protocole et maintenir la zone à atmosphère contrôlée propre

Contrôler visuellement la conformité des dispositifs médicaux réutilisables après l'étape de lavage afin de réceptionner des dispositifs médicaux propres, secs et fonctionnels en zone de recomposition conditionnement

Contrôler le rapport de cycle de lavage en vérifiant la conformité des paramètres du cycle indiqué sur le laveur-désinfecteur, le valider et assurer la traçabilité des opérations en collectant le ticket du cycle de lavage

Effectuer un nettoyage des surfaces du poste de travail (ou paillasse), approvisionner le poste en consommables (emballages,) et vérifier la qualité de l'air sur le manomètre afin de travailler en zone propre

Réaliser les tests sur les équipements de la zone de travail de conditionnement selon les consignes à l'ouverture du service (qualité de la soudure de la soudeuse, température et force d'écrasement, tests sur les appareils sous pression...) afin de vérifier l'état des équipements avant utilisation

Appliquer les instructions et procédures de recomposition des plateaux de dispositifs médicaux réutilisables en s'appuyant sur des supports visuels (dans des classeurs ou sur écran à partir d'un logiciel) à disposition dans le

système qualité

Composer le plateau selon le modèle de composition afin de disposer les instruments / dispositifs médicaux réutilisables dans un ordre précis en vue d'une nouvelle utilisation par le chirurgien en bloc opératoire

Contrôler la conformité de la composition avant de réaliser l'opération de conditionnement afin de vérifier la complétude des instruments, leur état de fonctionnement et effectuer les remplacements nécessaires le cas échéant afin d'éviter des non-conformités ultérieures

Déterminer, en s'appuyant sur les informations intégrées dans le logiciel de traçabilité ou sur la procédure du manuel qualité à disposition des agents, le mode de conditionnement applicable décidé par le pharmacien en charge du service pour réaliser l'opération de conditionnement des dispositifs médicaux réutilisables

Réaliser le conditionnement des dispositifs médicaux réutilisables avec un emballage souple en sachets, gaines ou par méthode de pliages de feuilles crêpées ou non tissées en appliquant le mode opératoire indiqué et en contrôlant la fermeture des emballages

Réaliser le conditionnement des dispositifs médicaux réutilisables en déposant les dispositifs médicaux réutilisables dans un conteneur rigide après avoir réalisé les différents contrôles sur le conteneur (intégrité de la cuve, du couvercle, des joints et filtres) et vérifié son étanchéité

Enregistrer les opérations de reconstitution et de conditionnement (sur une fiche de liaison manuellement ou sur le logiciel du service) afin d'assurer la traçabilité des opérations avant l'étape de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables

Signaler oralement ou en utilisant l'outil de communication mis en place auprès du responsable de service les non conformités, les pannes et incidents en zone de conditionnement afin de contribuer à l'amélioration continue du service, garantir le respect des étapes et tracer les événements indésirables

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Evaluations écrites en centre en cours et à l'issue du bloc 3

Évaluation d'un dossier professionnel écrit - 3ème partie relative au bloc 3

Évaluation en entreprise relative au bloc 3

Epreuve orale de synthèse relative au bloc 3 si le candidat s'inscrit uniquement sur le bloc 3 du titre

RNCP36013BC04 — Stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables

LISTE DE COMPÉTENCES

A la prise de poste, choisir l'habillage et les équipements de protection individuelle propres à la zone de chargement et appliquer les règles d'hygiène, d'ergonomie et de prévention des risques de la zone de travail afin de travailler en sécurité

Contrôler, par des tests obligatoires, le bon fonctionnement en sécurité de l'équipement sous pression (ou autoclave) avant sa mise en service selon la fréquence indiquée par le responsable de service

Choisir la méthode de stérilisation compatible avec les dispositifs médicaux à stériliser en s'appuyant sur les procédures du manuel d'assurance qualité et les recommandations du fabricant mises à disposition dans la zone de travail

Préparer une charge en positionnant les compositions conditionnées dans la cuve d'un équipement sous pression conformément aux recommandations du fabricant et aux directives du pharmacien en charge du service afin de préparer des charges homogènes (composition, volume et disposition)

Programmer et lancer un cycle de stérilisation compatible avec les dispositifs médicaux réutilisables à stériliser sur un équipement sous pression

Contrôler le déroulement d'un cycle en sécurité en cours de stérilisation en interprétant les indicateurs et paramètres disponibles sur l'écran de contrôle et identifiant les problèmes de fonctionnement éventuels de l'équipement sous pression

En fin de cycle de stérilisation, appliquer la procédure de déchargement d'un équipement sous pression en sécurité en utilisant les équipements de protection individuelle et en respectant les temps de refroidissement de la charge

Positionner une charge en installant les compositions compatibles (dispositifs médicaux thermosensibles ou sensibles à l'humidité) avec le mode de stérilisation basse température dans l'appareil de stérilisation

Contrôler la nature des emballages et conteneurs conditionnant les dispositifs médicaux afin de vérifier la compatibilité avec le procédé de stérilisation à basse température

Conduire un cycle de stérilisation sur un appareil de stérilisation basse température en surveillant les paramètres du procédé (variables température temps pression...) selon les tolérances définies par le pharmacien en charge du service

Effectuer un contrôle visuel de la charge et des emballages lors de l'opération de déchargement afin de détecter toute

anomalie (siccité, intégrité des emballages, virage des intégrateurs, non conformités, ...)

Interpréter les paramètres du cycle de stérilisation (écran de contrôle, graphique...) afin de s'assurer du bon déroulement du cycle : pression, température, durée de chaque étape, ... et signaler les dysfonctionnements auprès du responsable du service

Enregistrer les opérations de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Evaluations écrites en centre en cours et à l'issue du bloc

Évaluation d'un dossier professionnel écrit - 4ème partie relative au bloc

Évaluation en entreprise relative au bloc

Épreuve orale de synthèse relative au bloc 4 si le candidat s'inscrit uniquement sur le bloc 4 du titre

RNCP36013BC05 — Traçabilité, stockage des dispositifs médicaux réutilisables et traitement des non-conformités

LISTE DE COMPÉTENCES

Constituer le dossier de stérilisation afin d'assurer la traçabilité du procédé complet de stérilisation en centralisant les données et documents selon la procédure inscrite dans le manuel d'assurance qualité du service (enregistrements et preuves)

Identifier les dispositifs médicaux réutilisables stérilisés par un étiquetage permettant de tracer le processus de stérilisation et la date limite d'utilisation dans les blocs opératoires et/ou les services de soins

Positionner les dispositifs médicaux réutilisables dans l'arsenal conformément au système de rangement et de classement prescrit, en fonction de la nature et du volume des dispositifs médicaux, des spécialités, en veillant aux dates de péremption et en contrôlant la conformité de la zone de stockage

Entretenir les bacs, armoires, conteneurs de transport des dispositifs médicaux stériles et les équipements de stockage (arsenaux) pour garantir l'intégrité des emballages selon une fréquence déterminée par le responsable de service et indiquée par une procédure

Enregistrer les opérations d'entretien des équipements de transport afin de s'assurer de leur propreté avant utilisation pour le transport et la distribution des dispositifs médicaux dans les arsenaux et les services de soin

Appliquer les actions décidées par le pharmacien en charge du service concernant la gestion des non-conformités (mise au rebut, retraitement, acceptation) et appliquer les actions préventives et correctives décrites dans les procédures.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Evaluations écrites en centre en cours et à l'issue du bloc 5

Évaluation d'un dossier professionnel écrit - 5ème partie relative au bloc 5

Évaluation en entreprise relative au bloc 5

Épreuve orale de synthèse relative au bloc 5 si le candidat s'inscrit uniquement sur le bloc 5 du titre

Épreuve orale de synthèse relative aux 5 blocs dans le cadre de l'inscription au titre dans sa globalité en fin de parcours

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Établissements publics de santé (CH, CHRU, CHU) - Groupements hospitaliers de territoire (GHT) - Groupements de coopération sanitaire (GCS) - Établissements de santé privés d'intérêt collectif - Établissements de santé privés à but lucratif (hôpitaux et cliniques privés) - Industries de stérilisation - Cabinets médicaux - Cabinets dentaires - Laboratoires de recherche

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Agent de stérilisation dans un établissement de santé public ou privé

Agent de service hospitalier qualifié affecté à la stérilisation

Ouvrier de production qualifié en stérilisation

Opérateur de stérilisation

Agent de stérilisation en cabinet médical

Agent de stérilisation en cabinet dentaire

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

Décret n° 2010-1030 du 30 août 2010 relatif au système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux dans les établissements de santé et les syndicats inter hospitaliers.
Réglementation relative au travail à proximité et à la conduite d'équipements sous pression en service de stérilisation

Marché du travail

Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data).

Tension de recrutement (DARES 2024)	Faible (2/5)
Facteurs principaux	Non-durabilité de l'emploi, Conditions de travail contraignantes, Non-attractivité salariale
Salaire médian (mensuel)	1 600 €
Familles professionnelles (FAP)	T4X61 — Agents de service hospitaliers · tension 2/5 (Faible)
Projets de recrutement (BMO 2026)	17 718
Jugés difficiles à recruter	28 %
Emplois saisonniers	27 %
Familles professionnelles (FAP)	T4X61 — Agents de service hospitaliers

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

Avoir suivi un parcours de formation en centre de formation partenaire incluant les évaluations nécessaires dans le cadre de l'inscription à la certification

Satisfaire aux exigences de recrutement d'une entreprise employeur pour un contrat en alternance

Être titulaire d'une attestation de formation à la conduite d'équipement sous pression en stérilisation

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Jury final présidé par un professionnel du métier

Jury composé de :

2 professionnels du métier

1 représentant de l'organisme certificateur (GIP FCIP de Toulouse) 1 représentant du centre de formation partenaire préparant à la certification

COMPOSITION DU JURY — APPRENTISSAGE

Jury final présidé par un professionnel du métier

Jury composé de :

2 professionnels du métier

1 représentant de l'organisme certificateur (GIP FCIP de Toulouse)

1 représentant du centre de formation partenaire préparant à la certification

COMPOSITION DU JURY — VAE

Jury final présidé par un professionnel du métier

Jury composé de :

2 professionnels du métier

1 représentant de l'organisme certificateur (GIP FCIP de Toulouse)

Financement en alternance (NPEC)

Niveau de prise en charge d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par France compétences par branche professionnelle (CPNE).

Prise en charge usuelle	6 305 €
Selon la branche	6 202 € – 6 588 €
Prise en charge	Branches concernées
6 305 €	Valeur par défaut · 211 branches
6 588 €	CPNE de la branche de l'hospitalisation privée à statut commercial et du thermalisme
6 202 €	CPNEFP dans les établissements d'enseignement privés sous contrat

Base légale

Date de décision	10/11/2021
Durée de l'enregistrement	3 ans
Date d'échéance de l'enregistrement	10/11/2024

Statistiques

Année	Certifiés	Dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2019	139	34	95 %	85 %
2018	151	54	96 %	89 %
2017	143	54	99 %	96 %

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS
RNCP30668, RNCP11913

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)
RNCP41293

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<http://maforpro.ac-toulouse.fr/bilan-de-competences-vae/conception-de-certifications/nos-realisations/titre-agent-de-sterilisation-en-milieu-hospitalier-niveau-3>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36013/>

Entrées et sorties de formation

Entrées en formation	21
Parcours menés à terme	15
Taux d'achèvement	71 %
Période	03/2022 – 02/2025

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	28
Montant total engagé	82 337 €
Coût moyen par dossier	2 941 €
Durée moyenne	336 h
Période	01/2022 – 10/2024
France compétences	60 %
France Travail	29 %
Entreprise	9 %
Reste à charge titulaire	2 %

Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.